

BETACHEK
Better life

BETACHEK *Visual*
NDP

BETACHEK *Visual*
Monitoreo de la glucosa *sin* un glucómetro



Que es BETACHEK Visual?

BETACHEK Visual es una manera conveniente de monitorear los niveles de glucosa sin necesidad de usar un aparato medidor (glucómetro). Betachek Visual tiene una amplia escala de medición (18-991 mg/dl) para asegurar precisión en los resultados y una tabla de 26 colores que facilita la lectura de los mismos.

Que es la Diabetes?

Diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por elevados niveles de glucosa en la sangre (hiper-glicemia). Diabetes se presenta cuando el cuerpo no produce suficiente Insulina o no la usa correctamente. Insulina es una hormona requerida para que la azúcar que entra en las células se convierta en energía.

Empaques diferentes para usuarios diferentes!



BETACHEK Visual Kit – NUEVO!

- Sistema de prueba de glucosa en sangre completo para comenzar inmediatamente con el autocontrol de una manera fácil y rápida.
- Ideal para aquellos que han sido diagnosticados recientemente con diabetes y deben monitorearla.
- Excelente alternativa para usuarios de glucómetros que gustarían experimentar con el método visual.
- Método a usarse cuando la prueba con medidor no sea conveniente.
- Repuesto/refill de tiras para continuar con el uso del kit en botellas de 25 y 50 tiras.

El Kit contiene:

- 1 lancetador
- 10 lancetas
- 10 tiras de prueba

BETACHEK Visual

- Excelente prueba visual con doble reactivos y una tabla de comparación de 26 colores que provee precisión y facilidad en la interpretación de los resultados.
- Pequeños incrementos en la tabla de colores permite una comparación mas fácil de resultados
- Una tabla de colores "fácil de leer"
- Ayuda a reducir costos especialmente en hospitales y en centros médicos donde los pacientes deben ser monitoreados diariamente.
- Presentación de 25 y 50 tiras dependiendo en sus necesidades y la frecuencia del monitoreo.

Presentaciones:

- 25 tiras de prueba
- 50 tiras de prueba



El mercado de Betachek Visual

- *Cualquier persona que vive con diabetes* puede usar Betachek Visual
- *Pacientes con Diabetes Tipo 2* cuyos costos médicos no son subsidiados. Esto puede poner la salud de los pacientes en riesgo ya que ellos no pueden correr con los costos del monitoreo con la frecuencia con que deben realizarlo. Betachek Visual es una alternativa económica en comparación a los glucómetros que son muy caros permitiendo al paciente diabético mantenerse en control. Diabéticos que monitorean sus niveles de glucosa regularmente están menos expuestos a sufrir serias complicaciones como enfermedades del corazón las cuales cuestan millones de dólares anualmente a los gobiernos
- *Los Centros de Salud y Organizaciones de Beneficencia* encuentran un gran beneficio al monitorear Visualmente sus pacientes. Al ofrecer tiras de prueba de alta calidad y bajo costo estas organizaciones pueden continuar con el tratamiento de diabéticos en sus comunidades.
- *Diabéticos Activos o Viajeros* disfrutan de la facilidad y conveniencia que Betachek Visual ofrece. Betachek Visual es un sistema discreto y compacto que le permite a los usuarios realizar las pruebas en cualquier momento y lugar, sin tener que preocuparse de elementos adicionales como soluciones de control o baterías.
- *Diabéticos que han sido diagnosticados recientemente* y que buscan un método que les permita estar el monitoreo de una manera fácil y rápida.
- *Diabéticos que están usando un glucómetro* y que se encuentran interesados en experimentar un nuevo método de monitoreo. Algunos diabéticos que usan glucómetros encuentra Betachek Visual un complemento ideal en su tratamiento especialmente cuando el uso del medidor es inconveniente o necesitan enviarlo para que sea reparado.
- *Mujeres embarazadas* que se encuentran en riesgo de diabetes gestacional. Aquellas mujeres solo necesitan monitorear sus niveles de glucosa durante el embarazo y el costo de comprar un medidor para ello es injustificable considerando todos los otros costos que el embarazo y el nuevo bebe representan.



Ventajas del monitoreo “visual” de la glucosa

Betachek Visual es una tira de prueba óptima que mide la glucosa en la sangre mediante una lectura visual. Existen muchos beneficios en usar una tira visual, entre ellos:

Costo

Tiras visuales son una manera económica de controlar los niveles de glucosa regularmente sin costos adicionales. Generalmente pruebas Visuales son considerablemente mas económicas que aquellas que usan un medidor. Las tiras de pruebas diseñadas para usarse en un medidor son mucho mas caras y esto es sin incluir los costos adicionales que representan el mantenimiento y productos complementarios como soluciones de control y baterías nuevas!

Conveniencia

Cargar diariamente con usted un medidor con lancetas, tiras y solución de control resulta inconveniente. El compacto diseño de BETACHEK facilita al diabético llevar todo lo que necesita para controlar la glucosa en la sangre en su bolsillo. Betachek Visual ofrece absoluto confort y economía al usuario.

Calidad

Betachek Visual tiene integrado un componente de control de calidad en la tabla de colores de la etiqueta del frasco de manera que los usuarios pueden confirmar la calidad de las tiras en todo momento y asegurarse de que cada prueba sea exacta. Esto elimina chequeos de control y mantenimientos que son necesarios cuando se usa un glucómetro. Fabricado en Australia y certificado para la venta en Europa. BETACHEK ha sido analizado independientemente con 98% de exactitud en comparación con pruebas de laboratorio.




Acerca de la tabla de colores de Betachek Visual

Betachek Visual tiene un sistema de tabla de colores único que permite conveniencia y flexibilidad para el usuario. Una de sus características son:

Tecnología de doble color
para facilitar la lectura de los resultados



Sistema de control de calidad integrado
para confirmar de una manera fácil y rápida el estado de las tiras hasta su fecha de validez antes de comenzar cada prueba.



Dos tipos de medidas
en mg/dl y mmol/l para complacer cada preferencia


Amplio rango de medición
Única tira visual en el mundo que ofrece 14 escalas de medición! 18-991 mg/dl (1&55 mmol/l)

Como chequear la glucosa con BETACHEK Visual en 3 simples pasos?





Paso 1:

Extraiga una gota de sangre de su dedo pinchándolo con una lanceta y colóquela en la tira de prueba.



Paso 2:

30 segundos después, limpie la tira retirando la sangre usando algodón o una toalla de papel.



Paso 3:

30 segundos adicionales, (60 segundos desde que se aplicó la sangre), compare el color de la tira con la tabla de colores que se encuentra en la etiqueta de la botella con tiras.